




# LECTEURS DE GLYCEMIE

## ROCHE DIAGNOSTIC

LECTEURS	<b>Performa</b> 	<b>Nano</b> 
<b>Calibration</b>	puce	puce
<b>Temps de lecture</b>	5 secondes	5 secondes
<b>Volume</b>	0,6 µl (par aspiration)	0,6 µl (par aspiration)
<b>Rajout de sang</b>	non	non
<b>Site alternatif</b>	oui	oui
<b>Plage de mesure</b>	10-600 mg/dl	10-600 mg/dl
<b>Mémoires</b>	500	500
<b>Moyennes disponibles</b>	7, 14, 30 jours	7, 14, 30, 90 jours
<b>Code alerte pour le « sous remplissage »</b>	Code erreur E 4	Code erreur E 4
<b>Retrait bandelette</b>	Tirer sur bandelette	Tirer sur bandelette
<b>Stockage bandelette</b>	flacon	flacon
<b>Réglage mmol/mg</b>	mg /dl	mg /dl
<b>Piles</b>	1 pile 3 V CR 2032	2 piles 3 V CR 2032
<b>Utilisable pour diabète gestationnel</b>	Si Hématocrite 10 à 65%	Utilisable
<b>Usage dialyse péritonéale</b>	Oui si icône carré vert sur boîte bandelette	oui
<b>Rétro éclairage</b>	non	oui
<b>Altitude max/ Temp</b>	3094 m /10°C à 44°C	3094 m /8°C à 44°C
<b>Logiciel informatique</b>	le logiciel Smart Pix : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gratuit pour les professionnels</li> <li>- 29,90 euros pour les patients</li> </ul>	
<b>Usage partagé</b>	oui	oui
<b>Autres remarques</b>	Possibilité de décorer avec autocollant	Possible de noter les glycémies pré et post prandiales
<b>N° vert Site</b>	0 800 27 26 93 France <a href="http://www.accu-chek.fr">www.accu-chek.fr</a>	



# LECTEURS DE GLYCEMIE



## LIFESCAN




LECTEURS	VITA	Easy
		
<b>Calibration</b>	Pas de code	code
<b>Temps de lecture</b>	5 secondes	5 secondes
<b>Volume</b>	1 µl (par aspiration)	1 µl (par aspiration)
<b>Rajout de sang</b>	non	non
<b>Site alternatif</b>	oui	oui
<b>Plage de mesure</b>	20 et 600 mg/dl	20 et 600 mg/dl
<b>Mémoires</b>	500	50
<b>Moyennes disponibles</b>	Avant et après repas 7, 14, 30jours	Aucune moyenne
<b>Code alerte pour le « sous remplissage »</b>	Message « erreur 5 refaire test avec nouvelle bandelette	
<b>Retrait bandelette</b>	Tirer sur bandelette	Tirer sur bandelette
<b>Stockage bandelette</b>	flacon	flacon
<b>Réglage mmol/mg</b>	mg/dl	mg/dl
<b>Piles</b>	1 pile 3V CR 2032	1 pile 3V CR 2032
<b>Utilisable pour diabète gestationnel</b>	Si Hématocrite 30 à 55%	Si Hématocrite 30 à 55%
<b>Usage dialyse péritonéale</b>	oui	oui
<b>Rétro éclairage</b>	non	non
<b>Altitude max/ Temp</b>	3048 m/10°C à 44°C	3048 m/6°C à 44°C
<b>Logiciel informatique</b>	Logiciel téléchargeable sur internet Câble payant pour les particuliers: 26€	Pas de logiciel
<b>Usage partagé</b>	oui	oui
<b>Autres remarques</b>	Bandelettes périmées à 6 mois	Bandelettes périmées à 3 mois
<b>N° vert Site</b>	0 800 459 459 France <a href="http://www.lifescaneurope.com">www.lifescaneurope.com</a>	

# LECTEURS DE GLYCEMIE

## ABBOTT

LECTEURS	Free Style Papillon Lite	Papillon Vision	Optium
			
<b>Calibration</b>	Sans code	Sans code	Avec étalonneur sauf bandelettes bleues
<b>Temps de lecture</b>	5 secondes	5 secondes	5 secondes
<b>Volume</b>	0,3 µl (par aspiration)	0,3 µl (par aspiration)	0,6 µl (par aspiration)
<b>Rajout de sang</b>	oui	oui	non
<b>Site alternatif</b>	oui	oui	non
<b>Plage de mesure</b>	20-500 mg/dl	20-500 mg/dl	20-500 mg/dl
<b>Mémoires</b>	400	400	450
<b>Moyennes disponibles</b>	7, 14, 30 jours	7, 14, 30 jours	7, 14, 30 jours
<b>Code alerte pour le « sous remplissage »</b>	Bip sonore signale qu'il y a suffisamment de sang	Bip sonore signale qu'il y a suffisamment de sang	Bip sonore signale qu'il y a suffisamment de sang
<b>Retrait bandelette</b>	Tirer sur bandelette	Tirer sur bandelette	Tirer sur bandelette
<b>Stockage bandelette</b>	flacon	flacon	Sachet individuel
<b>Réglage mmol/mg</b>	mg/dl	mg/dl	mg/dl
<b>Piles</b>	1 pile 3 V CR2032	1 pile 3 V CR2032	1 pile 3 V CR2032
<b>Utilisable pour diabète gestationnel</b>	Si Hématocrite 15 à 65%	Si Hématocrite 15 à 65%	Si Hématocrite 30 à 60%
<b>Usage dialyse péritonéale</b>	oui	Non utilisable avec certaines poches	Non utilisable avec certaines poches
<b>Rétro éclairage</b>	oui	non	oui
<b>Altitude max / Temp</b>	3048 m/4°C à 40°C		2193 m / 15°C à 40°C
<b>Logiciel informatique</b>	logiciel Copilot	logiciel Copilot	logiciel Copilot
<b>Usage partagé</b>	oui	oui	oui
<b>Autres remarques</b>			Recherche d'acétonémie possible (nécessite 1,5 µl de sang) - 2 ans de péremption sur les bandelettes - Les bandelettes se bloquent si périmées
<b>N° vert Site</b>	0 800 10 11 56 <a href="http://www.abbott.fr">www.abbott.fr</a>		

	<b>MENARINI</b>	
<b>LECTEURS</b>	<b>Glucofix Miò</b>	<b>Glucofix ID</b>
		
<b>Calibration</b>	Sans code	Sans code
<b>Temps de lecture</b>	4 secondes	7 secondes
<b>Volume</b>	0,3 µl (par aspiration)	0,5 µl
<b>Rajout de sang</b>	non	non
<b>Site alternatif</b>	oui	oui
<b>Plage de mesure</b>	20-600 mg/dl	10-600 mg/dl
<b>Mémoires</b>	400	250
<b>Moyennes disponibles</b>	1, 7, 14, 30 jours	14, 30 jours
<b>Code alerte pour le « sous remplissage »</b>	Erreur 4	E13
<b>Retrait bandelette</b>	Tirer sur bandelette	Tirer sur bandelette
<b>Stockage bandelette</b>	Flacon	Flacon
<b>Réglage mmol/mg</b>	Mg/ml	Mg/ml
<b>Piles</b>	1 pile 3v CR 2450	1 pile 3 V CR2032
<b>Utilisable pour diabète gestationnel</b>	Si Hématocrite 25 à 60%	Si Hématocrite 30 à 60%
<b>Usage dialyse péritonéale</b>	Oui	Oui
<b>Rétro éclairage</b>	Non	Non
<b>Altitude / Temp max</b>	3000 m / 5 à 45°C	3048 m / 10 à 40°C
<b>Logiciel informatique</b>	Oui avec logiciel Glucolog Câble 35,76 €	Logiciel
<b>Usage partagé</b>	oui	
<b>Autres remarques</b>		Disponible dans les pays du Maghreb
<b>N° vert</b>	0 800 102 602	
<b>Site</b>	<a href="http://www.menarindiagnosics.fr">www.menarindiagnosics.fr</a>	

	AXIMED	BAYER	
<b>LECTEURS</b>	<b>SensoCard plus</b> 	<b>Contour TS</b> 	<b>Breeze 2</b> 
<b>Calibration</b>	Carte codée	Sans code	Sans code
<b>Temps de lecture</b>	5 secondes	5 secondes	6 secondes
<b>Volume</b>	0,5 µl	0,6 µl (par aspiration)	1 µl (par aspiration)
<b>Rajout de sang</b>	Non	non	non
<b>Site alternatif</b>	Oui	oui	non
<b>Plage de mesure</b>	20-600 mg/dl	10 - 600 mg/dl	10 - 600 mg/dl
<b>Mémoires</b>	500	250	420
<b>Moyennes disponibles</b>	7, 14, 28 jours	14 j	1, 7, 14, 30 jours
<b>Code alerte pour le « sous remplissage »</b>	Au bip sonore, ne pas bouger pour déposer sang	Code E2	Code E8
<b>Retrait bandelette</b>	Ejection avec bouton	Tirer sur bandelette	Ejection avec bouton
<b>Stockage bandelette</b>	flacon	Flacon	Disque de 10 bandelettes
<b>Réglage mmol/mg</b>	mg/dl	mg	mg
<b>Piles</b>	2 piles 3 V CR2032	1 pile 3 V CR2032	1 pile 3 V CR2032
<b>Utilisable diabète gestationnel</b>	Si hémocrite < 30 %	Si Hématocrite 0 à 70%	Si Hématocrite 20 à 55%
<b>Usage dialyse péritonéale</b>	oui	oui	oui
<b>Rétro éclairage</b>	Non	non	non
<b>Altitude / Temp max</b>	15 à 40°C	3000 m / 5°C à 45°C	3109 m/10°C à 45°C
<b>Logiciel informatique</b>	Logiciel Câble 30€ pour les patients	Oui, avec logiciel identique aux 2 lecteurs « ascensia Win glucofacts » Logiciel et câble gratuits	Oui, avec logiciel identique aux 2 lecteurs « ascensia Win glucofacts » Logiciel et câble gratuits
<b>Usage partagé</b>	oui	oui	non
<b>Autres remarques</b>	<b>Synthèse vocale complète</b> : ce lecteur indique vocalement au patient le mode opératoire, le résultat d'analyse et des messages de tous ordres : erreur, codes de lots de bandelettes, heure, date...	Longue durée de conservation bandelettes <b>aucune interférence médicamenteuse.</b> <b>Ne peut être vendu qu'en KIT</b>	
<b>N° vert Site</b>	04 72 16 01 01 <a href="http://www.aximed.com">www.aximed.com</a>	0 800 34 22 38 <a href="http://www.medtronic-diabete.fr">www.medtronic-diabete.fr</a>	